BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA INNOVO MI-23-0

DATOS GENERALES

- Pantalla touch color TFT LCD de 2.8 pulgadas que puede operarse con guantes
- Teclado físico (botones) que permiten el uso de la bomba en caso de rotura de la pantalla
- Lenguaje configurable por el usuario (múltiples idiomas)
- De bajo peso, 1.5 Kg y de tamaño pequeño, 9.5 cm de espesor lo que permite buena
- estabilidad en el pie de suero con el sistema de polea provisto de instalación en un solo paso
- sin ningún tipo de tornillo
- Para todo rango de paciente y para uso con cualquier set de
- Librería de drogas. Pantalla con identificación de la droga y límite de dosis
- Chequeo automático de dosis por encima del límite
- Operación intuitiva en 3 pasos
 - 1- Selección de parámetros con el dial
- 2- Confirmación de parámetros
- 3- Presionar el botón de arranque

- Permite 7 modos diferentes de infusión, incluyendo el modo Tasa-Volumen (Rate - Volume/R+V), Tasa-Tiempo (Rate -Time/R+T), Volumen-Tiempo (Volume - Time/V+T),
- Tasa, Biblioteca de fármacos, Peso Corporal y modo Micro.
- Fuente de alimentación externa que reduce el riesgo de operación y sobre calentamiento 15 VDC/2A
- Alarmas de oclusión y sensibilidad ajustables
- Más de 10 alarmas de seguridad
- Alarma de oclusión de dos niveles, alto y bajo
- Alarmas de batería baja o fuera de servicio, aire en la línea, puerta abierta, volumen completado, mal funcionamiento de la fuente externa, etc.
- Función cuenta gotas
- Batería interna de Litio con autonomía >= 7 hrs.
- Permite lograr 5% de seguridad en 2200ml/h
- Volumen Infundido 0.1~ 9999.9 ml, en pasos de 0.1 ml
- Tasa de flujo 0.1~ 1800 ml/h, en pasos de 0.1 ml/h
- Seguridad ±3%
- Purga / tasa de bolos 1 ~ 1800 ml/h, en pasos de 1ml/h
- KVO Flujo ≥10 ml/h: KVO 3 ml/h
- Flujo <10 ml/h: KVO 1 ml/h
- Flujo <1 ml/h: KVO = Flujo

Propato Hnos. S.A.I.C.

Serviclo Técnico Av. Rodriguez Peña 2169, Santos Lugares, Buenos Aires, Argentina. Telefonos: (01) 5556-880o // (01) 54626871 servicio teachico @propato.com.ar www.propato.com.ar





