

# Acceso Vascular Intraóseo

Cuando necesite un acceso vascular inmediato, puede estar seguro de que el NIO está completo y listo para usar. El NIO es un dispositivo de acceso intraóseo semiautomático empaquetado para un acceso vascular rápido, seguro y fácil en 10 segundos o menos. Sin pilas. Sin montaje. Sin piezas adicionales.



Desde los 2,3 kg hasta los 3 años

NIO Infantil	NIO Pediátrico	NIO Adulto
No requiere fuente de alimentación externa ni batería.	No requiere fuente de alimentación externa ni batería.	No requiere fuente de alimentación externa ni batería.
Dispositivo estéril de un solo uso.	Dispositivo estéril de un solo uso.	Dispositivo estéril de un solo uso.
Cubierta de aguja.	Seguro, sin aguja expuesta.	Seguro, sin aguja expuesta.
De bolsillo y ligero: 56g.	De bolsillo y ligero: 85,6g.	De bolsillo y liviano: 94,5g.
No requiere montaje.	No requiere montaje.	No requiere montaje.
El vendaje de fijación ayuda a prevenir el desprendimiento después de lograr el acceso.	Destinado a su uso en la población pediátrica, de 3 a 12 años de edad.	Fácil de usar.
Aguja escalonada   14G a 18G.	Estabilizador de aguja.	Estabilizador de aguja.
Calibre de la aguja   18G.	Calibre de la aguja   18G.	Calibre de la aguja   15G.
Longitud de la aguja   15mm (0,6 pulg.).	Longitud de la aguja   38,1 mm (1,5 pulg.).	Longitud de la aguja   42 mm (1,65 pulg.).
Profundidad de penetración de la corteza de la cánula (18G) es de 2,6 mm (0,1 pulg.).	Profundidad de aguja ajustable: - 14 mm para niños de 3 a 9 años - 18 mm para niños de 9 a 12 años	Profundidad de penetración de la aguja 25 mm (0,98 pulg.).

\*Vida útil de 5 años